

KOMPRESSIONSPUNKTER

Strumpornas kompression, så kallad elastisk kompression, är den kraft som utövas på benet av strumpbyxorna som hjälper blodcirkulationen och gynnar "pumpeffekten".

Kompressionen mäts som regel i fastställda punkter på benet och uttrycks i millimeter kvicksilver (mmHg).


Millimeter kvicksilver är det tryck som utövas nedtill på en 1 mm hög kvicksilverpelare på en 1 cm kvadratisk bas.

Naturligtvis är kompressionsvärdet högst vid fotknölen som i medicinsk terminologi kallas punkt b. Därefter minskar kompressionen uppåt och kallas graderad kompression.

Kompressionsvärdet i mmHg som har mätts upp av utsedda internationella institut trycks av SOLIDEA på samtliga förpackningar med strumpor och stödprodukter för att möjliggöra ett medvetet val och med full respekt för konsumenten.

Kompressionsklasser i enlighet med Experimental European Standards **UNI ENV 12718**

Class	mmHg
A	10-14
I	15-21
	L 15-17 (± 3) H 18-21 (± 3)
II	23-32
III	34-46
IV	>49



c T midja

c H bäcken

c G ljumske

c F lår

c E ovanför knäled

c D nedanför knäled

c C vad

c B1 nedanför vaden

c B fotknöl

KLASS A förebyggande (10-14 mmHg) • personer med anlag • svullna ben • telangiectasi • lindrigt ödem.

KLASS I lätt (L 15-17 mmHg) • åderbråck • akrocyanos • behandling av telangiectasi efter skleroterapi

KLASS I kraftig (H 18-21 mmHg) • ytliga åderbråck • åderbråck med ödem • efter operativt avlägsnat åderbråck • efter skleroterapi • artros i fotled och knäled.

KLASS II (23-32 mmHg) • posttrombotiskt syndrom • vid behandling av bensår • posttraumatiskt syndrom • angiodysplasi • djup ventrombos • djup venös insufficiens • reversibelt lymfödem • lipödem.

KLASS III (34-46 mmHg) • uttalade ödem • kronisk hypodermatit • irreversibelt lymfödem

KLASS IV (> 49 mmHg) • för alla ovanstående sjukdomstillstånd, i mer allvarliga former.

H. Partsch, E. Rabe, R. Stemmer
 TRAITEMENT COMPRESSIF DES MEMBRES
 Editions Phlebologiques Françaises